





개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 안전하게 사용하세요!



개인용 체내 연속혈당 측정 시스템이란?




당뇨병 환자의 **피부 표면에 부착된 센서**를 통해 주기적으로 측정된
간질액 내 포도당 농도를 모바일 기기로 전송하여
혈당을 지속적으로 모니터링하기 위해 사용하는 **의료기기**입니다.



개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용 중 **측정값 오류 및 통증,**
피부 자극, 출혈 등과 같은 부작용 사례가 보고되고 있습니다.


안전한 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용을 위해 주의사항을 지켜주세요!



01

제품 설명서 및 **사용 부위를 충분히 숙지**합니다.

• -팔 뒤, 복부, 엉덩이 위



02

센서 부착 부위를 청결히
소독 및 건조시킨 상태에서 센서를 부착합니다.



03

센서 삽입 부위에 **발진, 부어오름, 심한 통증** 등이
있을 경우 즉시 **센서를 제거**하고 의사에게 알립니다.

안전한 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용을 위해 주의사항을 지켜주세요!




04

측정된 **혈당 수치가 맞지 않다고 느껴지면**
센서가 느슨해졌는지 등을 확인하고
새로운 센서로 교체합니다.



05

제거된 센서는 재사용하지 말아야 합니다.



06

제조사에서 제시한
센서 소모품 사용기간을 지킵니다.

다음과 같은 경우에는 전문의와 상담하세요!

암과 혈액 질환 등의 치료에 사용되는
하이드록시우레아(Hydroxyurea),
과한 용량의 **파라세타몰**(Paracetamol) 및
아세트아미노펜(Acetaminophen)을 복용할 경우
혈당이 실제보다 높게 측정될 수 있으므로
전문의와 상의해야 합니다.



* 해당 의료기기의 '사용 시 주의사항' 확인할 것

의료기기로 인한 부작용이 발생하면 **즉시 신고하세요!**

의료기기안심책방



<https://emedi.mfds.go.kr>


의료기기전자민원시스템



보고마당



이상사례 신고(소비자)
이상사례 보고



QR코드를 스캔하면

의료기기전자민원시스템으로 연결됩니다.

의료기기 부작용 보고 관련 문의처 : 080-080-4183

